


Гусеничный подъемник для инвалидов БК С-100

Подъемник «БК С-100» российского производства предназначен для перемещения инвалидов в кресле-коляске по лестничным маршам.

№ п/п	Наименование и основные характеристики товара (продукции)	Предложение поставщика	Ед. изм	Количество	Сертифика т
	 <p>Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов БК С100</p>		Шт.	1	1
1	Габариты				
1.1	Общие габаритные размеры в сборе, мм	638x1267x1000			
1.2	Размер основания (привода), мм	400x980x310			
1.3	Размер рулевой стойки, мм	638x1070x370			
1.4	Вес общий, кг	45			
2	Эксплуатационные характеристики				
2.2	Направление движения	вперед/назад			
2.3	Скорость (подъём/спуск), м/мин	5,8-8,8			
2.4	Вместимость, человек в кресле коляске	1			
2.5	Грузоподъёмность, кг	160			
2.6	Количество преодолеваемых ступеней	650			
2.7	Угол наклона ступеней, тах	35°			
3	Условия окружающей среды				
3.1	нижняя граница	-20°			
3.2	верхняя граница	+50°			
4	Электроустановка				
4.1	Двигатель постоянного тока, Ватт	200			
4.3	Зарядное устройство, В переменного тока	220, 80 Вт			
4.4	Зарядное устройство внешнее	Наличие			
4.5	Батарея герметически запечатана	12В/27Аh/18Аh			
4.6	Время перезарядки батарей, часов	8 при полностью разряженных батареях			
5	Управление	кнопка хода(вперед-назад)			
6	Сигнализационные элементы				
6.1	Световой индикатор (батарея разряжена)	наличие			

7	Безопасность при эксплуатации				
7.1	Ремень безопасности	наличие			
7.2	Обтекатель, закрывающий гусеничную ленту	наличие			
7.3	Ключ несанкционированного использования	наличие			
7.4	Кнопка аварийной остановки движения	наличие			
7.5	Дополнительная кнопка для приведения основания в действие	наличие			
8	Гусеничная лента	Резиновая ребристая			
9	Дополнительная платформа для всех видов инвалидных колясок (включая электрические)	(опция)			
10	Гарантийный срок	12 месяцев			